

	PEMERIKSAAN GULA DARAH 2 JAM PP			
	SOP	No. Dokumen		: 445/PKM-KPR/I/2020/
		No. Revisi		:
		Tanggal terbit		: 27-07-2017
Halaman		:1/2		
UPTD Puskesmas Kampar			<u>dr. ALIMORA</u> NIP.1971123 200312 1 003	
1. Pengertian	Tindakan untuk mengetahui hasil gula darah pasien 2 jam setelah pasien makan setelah sebelumnya pasien puasa minimal 8-10 jam.			
2. Tujuan	Acuan tindakan medis pengobatan yang tepat, pemilihan diet tepat, pencegahan resiko hiperglikemi			
3. Kebijakan	SK Kepala UPTD Puskesmas Kampar Nomor SK/PKM-KPR/UKP-VIII/150 Tentang Jenis-jenis Pemeriksaan Laboratorium.			
4. Referensi	1. Pusat Laboratorium Kesehatan bekerjasama dengan Dit.Jen Binkesmas, Petunjuk Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas, 1992. 2. R. Gandasoebrata, Penuntun Laboratorium klinik, cetakan kesebelas, P.T. Dian Rakyat, 2004.			
5. Langkah-langkah/ Prosedur	1. Alat dan Bahan <ol style="list-style-type: none"> a. Lancet b. Easy touch c. Alkohol swab d. Strip gula darah easy touch e. Darah kapiler f. Tissue g. Perlak dan pengalas 2. Langkah-langkah <ol style="list-style-type: none"> a. Cek order dokter b. Cuci tangan dengan bersih c. Persetujuan dengan pasien d. Bawa alat dekat pasien e. Pasang sampiran f. Pasang perlak dan pengalas dibawah jari yang akan ditusuk g. Nyalakan mesin easy touch dan pastikan alat sudah menyala dengan baik . h. Pasang strip gula secara benar dan pastikan alat sudah on. i. Lakukan pemilihan jari untuk pemeriksaan GD2JamPP j. Oleskan alkohol swab pada jari yang akan ditusuk. k. Tusuk ujung jari pasien secara hati-hati l. Tekan daerah sekitar tusukan dengan jari kita agar darah keluar, pastikan darah keluar secukupnya, tetesan darah pertama yang keluar dilap dengan tissue m. Tetesan darah berikutnya teteskan pada ujung strip gula. n. Tunggu beberapa detik untuk melihat hasil pada layar 			

6. Unit Terkait	1. Poliklinik/Rawat Jalan 2. UGD 3. Rawat Inap 4. Laboratorium																			
7. Rekaman Historis Perubahan	<table border="1" data-bbox="524 426 1398 595"> <thead> <tr> <th data-bbox="524 426 594 480">No</th> <th data-bbox="594 426 750 480">Halaman</th> <th data-bbox="750 426 966 480">Yang Dirubah</th> <th data-bbox="966 426 1133 480">Perubahan</th> <th data-bbox="1133 426 1398 480">Diberlakukan Tgl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="524 480 594 535"></td> <td data-bbox="594 480 750 535"></td> <td data-bbox="750 480 966 535"></td> <td data-bbox="966 480 1133 535"></td> <td data-bbox="1133 480 1398 535"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="524 535 594 595"></td> <td data-bbox="594 535 750 595"></td> <td data-bbox="750 535 966 595"></td> <td data-bbox="966 535 1133 595"></td> <td data-bbox="1133 535 1398 595"></td> </tr> </tbody> </table>					No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.										
No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.																