
	PEMERIKSAAN GULA DARAH SEWAKTU			
	SOP	No. Dokumen		: SOP/PKM-KPR/UKP-VIII/4218
		No. Revisi		:
		Tanggal terbit		: 27-01-2020
Halaman		:1/2		
UPTD Puskesmas Kampar			dr. ALIMORA NIP. 19711123 200312 1 003	
1. Pengertian	Suatu tindakan untuk mengetahui hasil atau nilai gula darah pada pasien yang dilakukan sewaktu dan tanpa persiapan apapun.			
2. Tujuan	Acuan tindakan medis pengobatan yang tepat, pemilihan diet tepat, pencegahan resiko hiperglikemi.			
3. Kebijakan	SK Kepala UPTD Puskesmas Kampar Nomor SK/PKM-KPR/UKP-VIII/ 150 Tentang Jenis-jenis Pemeriksaan Laboratorium.			
4. Referensi	1. Pusat Laboratorium Kesehatan bekerjasama dengan Dit.Jen Binkesmas, Petunjuk Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas, 1992. 2. R. Gandasoebrata, Penuntun Laboratorium klinik, cetakan kesebelas, P.T. Dian Rakyat, 2004.			
5. Langkah-langkah/ Prosedur	1. Alat dan Bahan <ol style="list-style-type: none"> a. Lancet b. Easy touch c. Alkohol swab d. Strip gula easy touch e. Darah kapiler f. Tissue g. Perlak dan pengalas 2. Langkah-langkah <ol style="list-style-type: none"> a. Cek order dokter b. Cuci tangan dengan bersih c. Persetujuan dengan pasien d. Bawa alat dekat pasien e. Pasang sampiran f. Pasang perlak dan pengalas dibawah jari yang akan ditusuk g. Nyalakan mesin easy touch dan pastikan sudah menyala dengan baik h. Pasang strip gula secara benar dan pastikan sudah on i. Lakukan pemilihan jari untuk pemeriksaan gula darah sewaktu. j. Oleskan swab alcohol pada jari yang akan ditusuk k. Tusuk ujung jari pasien secara hati-hati l. Tekan daerah sekitar tusukan dengan jari kita agar darah keluar, pastikan darah keluar secukupnya, tetesan darah pertama yang keluar dilap dengan tissue. m. Tetesan darah berikutnya teteskan pada ujung strip gula. n. Tunggu beberapa detik untuk melihat hasil pada layar. 			

6. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poliklinik/Rawat Jalan 2. UGD 3. Rawat Inap 4. Laboratorium 																			
7. Rekaman Historis Perubahan	<table border="1" data-bbox="542 426 1416 595"> <thead> <tr> <th data-bbox="542 426 613 480">No</th> <th data-bbox="613 426 769 480">Halaman</th> <th data-bbox="769 426 984 480">Yang Dirubah</th> <th data-bbox="984 426 1151 480">Perubahan</th> <th data-bbox="1151 426 1416 480">Diberlakukan Tgl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="542 480 613 535"></td> <td data-bbox="613 480 769 535"></td> <td data-bbox="769 480 984 535"></td> <td data-bbox="984 480 1151 535"></td> <td data-bbox="1151 480 1416 535"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="542 535 613 590"></td> <td data-bbox="613 535 769 590"></td> <td data-bbox="769 535 984 590"></td> <td data-bbox="984 535 1151 590"></td> <td data-bbox="1151 535 1416 590"></td> </tr> </tbody> </table>					No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.										
No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.																