
		<b>PEMERIKSAAN GULA DARAH PUASA</b>		
		<b>SOP</b>	No. Dokumen	
No. Revisi	:			
Tanggal terbit	: 27-07-2017			
Halaman	: 1/2			
UPTD Puskesmas Kampar				<b><u>dr. ALIMORA</u></b> NIP.1971123 200312 1 003
1. Pengertian	Tindakan untuk mengetahui hasil gula darah pasien setelah pasien melakukan puasa minimal 8-10 jam.			
2. Tujuan	Acuan tindakan medis pengobatan yang tepat, pemilihan diet tepat, pencegahan resiko hiperglikemi			
3. Kebijakan	SK Kepala UPTD Puskesmas Kampar Nomor SK/PKM-KPR/UKP-VIII/150 Tentang Jenis-jenis Pemeriksaan Laboratorium.			
4. Referensi	1. Pusat Laboratorium Kesehatan bekerjasama dengan Dit.Jen Binkesmas, Petunjuk Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas, 1992. 2. R. Gandasoebrata, Penuntun Laboratorium klinik, cetakan kesebelas, P.T. Dian Rakyat, 2004.			
5. Langkah-langkah Prosedur	1. Alat dan Bahan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lancet</li> <li>b. Easy touch</li> <li>c. Alkohol swab</li> <li>d. Strip gula darah easy touch</li> <li>e. Darah kapiler</li> <li>f. Tissue</li> <li>g. Perlak dan pengalas</li> </ol> 2. Langkah-langkah <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cek order dokter</li> <li>b. Cuci tangan dengan bersih</li> <li>c. Persetujuan dengan pasien</li> <li>d. Bawa alat dekat pasien</li> <li>e. Pasang sampiran</li> <li>f. Pasang perlak dan pengalas dibawah jari yang akan ditusuk</li> <li>g. Nyalakan mesin easy touch dan pastikan sudah menyala dengan baik</li> <li>h. Pasang strip gula secara benar dan pastikan alat sudah on</li> <li>i. Lakukan pemilihan jari untuk pemeriksaan gula darah puasa</li> <li>j. Oleskan alkohol swab pada jari yang akan ditusuk.</li> <li>k. Tusuk ujung jari pasien secara hati-hati</li> <li>l. Tekan daerah sekitar tusukan dengan jari kita agar darah keluar, pastikan darah keluar secukupnya, tetesan darah pertama yang keluar dilap dengan tissue</li> <li>m. Tetesan darah berikutnya teteskan pada ujung strip gula.</li> <li>n. Tunggu beberapa detik untuk melihat hasil pada layar.</li> </ol>			
6. Unit Terkait	1. Poliklinik/Rawat Jalan 2. UGD			

	3. Rawat Inap 4. Laboratorium																			
7. Rekaman Historis Perubahan	<table border="1" data-bbox="524 341 1425 513"> <thead> <tr> <th data-bbox="524 341 594 396">No</th> <th data-bbox="594 341 750 396">Halaman</th> <th data-bbox="750 341 976 396">Yang Dirubah</th> <th data-bbox="976 341 1144 396">Perubahan</th> <th data-bbox="1144 341 1425 396">Diberlakukan Tgl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="524 396 594 451"></td> <td data-bbox="594 396 750 451"></td> <td data-bbox="750 396 976 451"></td> <td data-bbox="976 396 1144 451"></td> <td data-bbox="1144 396 1425 451"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="524 451 594 513"></td> <td data-bbox="594 451 750 513"></td> <td data-bbox="750 451 976 513"></td> <td data-bbox="976 451 1144 513"></td> <td data-bbox="1144 451 1425 513"></td> </tr> </tbody> </table>					No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.										
No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.																